

Modelo CAT. 14200 PUNTA C/FILTRO ESTÉRIL- RACK 1000 μ L




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Material:** Polipropileno
- **Tipo:** estéril, con filtro
- **Color:** Natural
- Autoclavable; Sin corona
- **Rango Volumen:** 100-1000 μ L
- **Presentación:** 100 unidades-rack
- **Líneas de graduación:** sin graduaciones
- **Certificación:** libre DNA-DNase-RNase-Free.
- Punta natural 1000ul estéril, con filtro, rack 100 unidades, sin corona.
- Compatible con la mayoría de las micropipetas en marcas como; Gilson, Labnet, Finnipette, Nichiryo, Axigen, Capp, AHN, Rainin, Eppendorf.
- Rack en polipropileno autoclavable a 121 °C.
- Ideal para pipetas multicanal.
- Están fabricadas por sistema robótico sin contacto humano cumpliendo con todas las normas ISO internacionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alta precisión uso general, certificadas.
- Libre de RNasa/DNasa.
- Libre de ADN humano.
- Libre de inhibidores de PCR.
- Libre de pirógenos.



TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio