

# Modelo CAT. 15370

## PUNTA AMARILLA 1-200 $\mu$ L




### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Material:** Polipropileno
- **Tipo:** Universal
- **Color:** Natural
- Autoclavable; Sin corona
- **Rango Volumen:** 1-200  $\mu$ L
- **Presentación:** Rack de 96 unidades
- **Líneas de graduación:** 10, 50, 100  $\mu$ L
- **Certificación:** libre DNA-DNase-RNase-Free.
- Punta amarilla Universal sin corona, presentación 96 unidades el rack, compatible con la mayoría de las micropipetas en marcas como; Gilson, Labnet, Finnipette, Nichiryo, Axigen, Capp, AHN, Rainin, Eppendorf.
- Autoclavable a 121 °C.
- Están fabricadas por sistema robótico sin contacto humano cumpliendo con todas las normas ISO internacionales.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alta precisión uso general, certificadas.
- Libre de RNasa/DNasa.
- Libre de ADN humano.
- Libre de inhibidores de PCR.
- Libre de pirógenos.



**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio