


Modelo CAT. 17370 PUNTA C/FILTRO MÚLTIPLE RACK - 1-200 μ L



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Material:** Polipropileno
- **Tipo:** Estéril, múltiple para 3 rangos 20, 100, 200 μ L
- **Color:** Natural
- Autoclavable; Sin corona
- **Rango Volumen:** 1-200 μ L
- **Presentación:** 96 unidades-rack
- **Líneas de graduación:** 10, 50, 100 μ L
- **Certificación:** libre DNA-DNase-RNase-Free.
- Punta 1-200 μ L de polipropileno, autoclavable, libre de RNasa, estéril, no pirogénicas, con filtro, múltiple sirve para 3 rangos 20, 100, 200 μ L.
- Permite el paso libre de aire y bloqueo de la contaminación por aerosol.
- Compatible con pipetas de distintas marcas como: Labnet, Finnipette, Nichiryo, Axigen, Capp, AHN, Rainin, Eppendorf, rack está fabricado en polipropileno.
- Rack fabricado en polipropileno autoclavable a 121 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alta precisión, certificadas.
- Libre de RNasa/DNasa.
- Libre de ADN humano.
- Libre de inhibidores de PCR.
- Libre de pirógenos.

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio