

# Modelo CAT. 4531-S0 MACRO PUNTA 10 ML

**SSIbio**<sup>®</sup>




## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Precisión mejorada con respecto a las pipetas serológicas.
- La longitud de la punta facilita el acceso a los frascos, frascos de cultivo celular y tubos.
- Ajuste universal para compatibilidad con la mayoría de las principales marcas de pipetas.
- Para uso en la industria farmacéutica, la industria alimentaria y la biología molecular.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Color:** Natural
- **Rango Volumen:** 1,000 a 10,000  $\mu$ L
- **Presentación:** Rack de 25 unidades.
- **Certificación:** Libre de DNasa, RNasa y DNA
- Libre de inhibidores de PCR
- Libre de pirógenos
- El producto estéril está certificado libre de endotoxinas.



**TCL Group**

Tecnología • Ciencia • Laboratorio