

Modelo CAT. 5410-29
GRADILLA MULTIPROPÓSITO

SSIbio[®]



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gradilla multi-tubo.
- **Permite diferentes tamaños de tubos:**
* 0.5 / 1.5 / 15 y 50 mL.
- Apto para su uso en congelador de temperatura ultra - baja (-90°C)
- Disponible en versión estándar o encajable.
- **Material:** Polipropileno resistente.
- Autoclavable.
- **Colores fluorescentes:** Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rosado.
- **Presentación:** Paquete de 5 unidades.
(venta por unidad)

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio