

Modelo CAT. 5510-29
RACK -80 P/50 CRIOTUBOS

SSIbio[®]



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gradilla con tapa bisagra para almacenaje de tubos.
- Criotubos d/1,7 mL a 2,0 mL.
- **Capacidad:** 50 espacios (5x10) de 2 mL.
- Apto para uso en congelador de temperatura ultra-baja (-90°C)
- Índice alfa numérico de alto contraste.
- **Material:** Polipropileno resistente.
- **Colores fluorescentes:** Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rosado.
- **Dimensiones:** 86 x 139 x 54 mm (w x d x h).
- **Presentación:** Paquete de 5 unidades. (venta por unidad).

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio