

Modelo CAT D1150-TALL BLOCK METÁLICO P/5 TUBOS 50 ML

Labnet
Labnet International, Inc.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Capacidad:** 5 cubos cónicos de 50 mL
- **Material:** Aluminio anodizado, de alta calidad, no poroso.
- **Forma de fondo de orificios:** Cónico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Diametro orificio:** 29. 21 mm.
- Resistente a la corrosión.
- Incluye orificio para termómetro.
- Incluye orificio para la herramienta levantadora de bloque (suministrada con el baño).
- Por separada, puede adquirir el accesorio PopStopper, que se ajusta a los bloques de microtubos que mantiene la tapa de los tubos cerrada, evitando que se abran durante el calentamiento.
- **Dimensiones (W x D x H):** 7,6 x 9 x 8,3 cm
- **Peso:** 922 gr.

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio