

# Modelo IS.1152-PLI MICROSCOPIO ISCOPE BINOCULAR



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Microscopio binocular (óptica a infinito)
- Pertenece a la línea Iscope biológico.
- Cabezal binocular de diseño Siedentopf con tubos portaoculares inclinados a 30°.
- Distancia inter-pupilar ajustable entre 48 y 76 mm
- Oculares de EWF 10X/22mm de gran campo.
- Robusto y resistente.
- Soporte con diseño ergonómico.
- **Objetivos E-Plan (IOS):** 4x / 10 x / 40 x / 100 x
- Origen Holandés.
- 10 años de garantía.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Juego de oculares de EWF 10X/22 mm con protectores de goma.
- Sensor iCare.
- Platina mecánica sin cremallera en Eje X ( 187/230 x 140 mm)
- **Sistema ergonómico de giro tipo mariposa del cabezal que permite dos posiciones de observación:** alta (431 mm) y baja (397 mm.)
- Cabezal inclinable ergonómico opcional de 5 a 35°  
conoculares EWF10x / 22 mm, distancia inter pupilar de 48-75 mm y accesorio de foto opcional con tubo estándar de  $\varnothing$  23.2 mm.
- Configuraciones con uno, dos, cuatro y ocho cabezales binoculares de visualización adicionales, tubos inclinados a 30° y objetivos planos corregidos a infinito IOS 4x, 10x, S40x y S100x (inmersión en aceite)
- Todos los cabezales se suministran con oculares EWF 10x/22 mm.
- **Dimensiones:** 407 (h) x 210 (w) x 255 (d) mm
- **Peso:** 9.0 kg.



**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio