

# Modelo CAT P3942 - 1000 MICROPIPETA PLUS P1000

**Labnet**  
Labnet International, Inc.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Micropipeta de un canal, 1000  $\mu$ L.
- 100% Autoclavable.
- Ajuste de volumen dual con traba.
- Compatibilidad universal de puntas.
- Resistente a rayos UV y a químicos.
- Diseño ergonómico y liviano.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de volumen:** 100 - 1000  $\mu$ L.
- **Exactitud de volumen:**  $\pm$  0.6 a 0.9 %.
- Ejector de puntas de acero inoxidable removible.
- Incluye herramienta de calibración.
- Con certificado de calibración.

**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio