

# Modelo CAT P3942 - 100 MICROPIPETA PLUS P100

**Labnet**  
Labnet International, Inc.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Micropipeta de un canal, 100  $\mu$ L.
- 100% Autoclavable.
- Ajuste de volumen dual con traba.
- Compatibilidad universal de puntas.
- Resistente a rayos UV y a químicos.
- Diseño ergonómico y liviano.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de volumen:** 10 - 100  $\mu$ L.
- **Exactitud de volumen:**  $\pm$  0.8 a 1.6%.
- Ejector de puntas de acero inoxidable removible.
- Incluye herramienta de calibración.
- Con certificado de calibración.

**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio