

Modelo CAT P3942 - 200 MICROPIPETA PLUS P200

Labnet
Labnet International, Inc.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Micropipeta de un canal, 200 μ L.
- 100% Autoclavable.
- Ajuste de volumen dual con traba.
- Compatibilidad universal de puntas.
- Resistente a rayos UV y a químicos.
- Diseño ergonómico y liviano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de volumen:** 20 - 200 μ L.
- **Exactitud de volumen:** \pm 0.6 a 1.2 %.
- Ejector de puntas de acero inoxidable removible.
- Incluye herramienta de calibración.
- Con certificado de calibración.

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio