

# Modelo P4808-200 MICROPIPETAS PLUS MULTICANAL P/200

**Labnet**  
Labnet International, Inc.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Micropipeta de 8 canales, 200 µL.
- 100 % Autoclavable.
- Ajuste de volumen dual con traba.
- Compatibilidad universal de puntas.
- Diseño ergonómico y liviano.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de volumen:** 20 - 200 µL.
- **Exactitud:**  $\pm 3,0$  a  $\pm 1,0$ .
- Barra eyectora curva para producir baja fuerza de eyección.
- Tubo múltiple que rota en 360°.
- Sistema de suspensión de émbolo permite el sello de las puntas a lo largo de todos los canales.
- Cada canal tiene un pistón de precisión independiente.
- A prueba de filtraciones.
- Incluye herramienta de calibración.

**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio