

# Modelo SB.1903

## LUPA TRINOCULAR - ZOOM



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Microscopio trinocular Estereoscópico.
- Pertenece a la línea StereoBlue.
- Robusto y Resistente.
- Soporte con diseño ergonómico.
- Soporte estativo de cremallera.
- Objetivo parafocal con zoom de 0,7X a 4,5X.
- Magnificación de 7X a 45X.
- Con luz LED incidente y transmitida de 3W.
- 5 años de garantía.
- Origen Holandés.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Juego de oculares de WF 10X/20 mm con protectores de goma.
- Ajuste de dioptrías en ambos oculares.
- Porta-oculares inclinados 45°.
- Distancia interpupilar ajustable entre 55 mm y 75 mm.
- Cabezal trinocular con divisor de haz de trayectoria de luz fija (50:50)
- Distancia de trabajo de 100 mm.
- Campo de visión de 4,4 mm a 28,6 mm.
- Oculares de WF 15X/15mm y WF 20X/10 mm opcional.
- Placas de platina transparente y opaca blanca/negra de Ø 60mm.
- Con tratamiento antifúngico y cobertura antirreflejo para mayor rendimiento.
- **Peso:** 3,7 kg.

**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio