

Modelo DW-25L92 CONGELADOR BIOMÉDICO -25°C

Haier



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Capacidad:** 92 Litros.
- Diseño ergonómico.
- **Tipo de gabinete:** Vertical.
- Rango de temperatura ajustable de -10°C ~ -25°C
- **Modo de descongelamiento:** Manual.
- **Capacidad (L/Cu.Ft):** 92/3.2
- **Tipo de enfriamiento:** Directo.
- Aislamiento de espuma de alta densidad.
- Pantalla digital.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Fuente de alimentación:** 220 ~ 240/50 V.
- **Consumo eléctrico:** 255W.
- **Certificado:** CE
- **Dimensiones:**
Exteriores: 640 mm (ancho) - 610 mm (fondo) - 810 mm (alto).
Interiores: 435 mm (ancho) - 410 mm (fondo) - 635 mm (alto).
- **Peso Neto/Bruto:** 46 / 51 kg.

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio